

Измеритель числа падения ИЧП1-2



Предназначен для контроля качества крахмалосодержащих продуктов по показателю активности альфа-амилазы (Международные стандарты ИСС-№ 107, ISO № 3093-82 и ГОСТ 27676-88).

Росстандартом утвержден тип измерителей числа падения ИЧП1-2, который зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 30970-06 и допущен к применению в РФ. Сертификат RU.C.31.002.A № 22990.

Технические данные:

Диапазон определения числа падения: 60-900 с.
Частота колебаний шток-мешалки: $2,0 \pm 0,3$ Гц.
Высота падения шток-мешалок: 68 ± 1 мм.
Температура в водяной бане: $100,0 \pm 0,5$ °С.
Масса: 25 кг.
Электропитание: однофазная сеть 220 В, 50 Гц.
Максимальная потребляемая мощность: 1500 Вт.
Габаритные размеры: 450x170x530 мм.

Особенности:

- Одновременное измерение в двух пробах.
- Автоматическая оценка результатов измерений.
- Автоматический контроль температуры водяной бани.
- Автоматический цикл работы.
- Длительность непрерывной работы прибора 8 часов.
- Полный комплект принадлежностей для проведения измерений.
- Современный дизайн.

